

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Cd56/Ncam1 Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0004450

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD56/NCAM1 umano, validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante che mira agli amminoacidi 20-413. Reagisce con l'umano. Ideale per studiare l'adesione delle cellule neurali e le interazioni virus-ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Umano CD56/NCAM1
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 del CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio