


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd58 Umano (Lfa-3) Per Fc - P19256

Numero articolo: CM0008484



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD58 umano (LFA-3), validato per la citometria a flusso. Esplora le interazioni delle cellule T e la ricerca sulla sinapsi immunologica con questo reagente ad alta specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD58 umano
Note/alias	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; molecola CD58
Specie	Umano
ID del gene	965
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-215 del CD58 umano (NP_001770.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19256
Peso della proteina	26kDa/27kDa/28kDa
Spedizione	Borsa refrigerante