


Mab Coniglio Anti-Cd58 Umana Per Fc - P19256

Numero articolo: CM0011454



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD58 umana (LFA-3, ag3) convalidato per citometria a flusso con campioni umani. Rileva l'antigene 3 associato alla funzione dei linfociti di 28 kDa, ligando di CD2 fondamentale per le interazioni delle cellule T. Ideale per studi sulle sinapsi immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD58 mAb
Annotazioni/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	965
GeneID	965
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-215 della CD58 umana (NP_001770.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P19256
Peso molecolare della proteina	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio