


Coniglio Anti-Umano Cd58 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P19256

Numero articolo: CM0005123



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD58 umano (LFA-3). Validato per la citometria a flusso, ideale per investigare l'adesione delle cellule T, la dinamica dell'immunosinapsi e le interazioni dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD58 mAb
Osservazioni/Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	965
Gene ID	965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-215 del CD58 umano (NP_001770.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P19256
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio