


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd59 Umano Per Fc - P13987

Numero articolo: CM0010662



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD59 umano validato per citofluorimetria. Mira a CD59, un potente inibitore del MAC che protegge le cellule dalla lisi mediata dal complemento. Ideale per la ricerca in immunologia e sul complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD59 umano
Osservazioni/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Specie	Umano
GenelD (Umano)	966
GenelD	966
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-101 di CD59 umano (NP_000602.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13987
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio