


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd59 Umano Per Citofluorimetria - P13987

Numero articolo: CM0011638



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il CD59 umano (protectina). L'immunizzazione ricombinante garantisce la coerenza tra i diversi lotti. Validato per la citofluorimetria. Adatto per la ricerca sul complemento e lo sviluppo di test diagnostici in vitro. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD59 umano
Note/alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	966
GeneID	966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-101 del CD59 umano (NP_000602.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13987
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante