


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd59 Umano Per Citometria A Flusso - P13987

Numero articolo: CM0008666



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD59 umano (Protectina) per citometria a flusso. Rileva una proteina ancorata a GPI di ~14 kDa; adatto per la ricerca sul complemento e l'immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD59 Umano
Note/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Specie	Umana
GeneID (Umano)	966
GeneID	966
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P13987
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio