

Mab Coniglio Anti-Cd6 Umano Per Fc - P30203

Numero articolo: CM0010733



introduzione

L'anticorpo monoclonale Rabbit anti-Human CD6 rileva specificamente CD6/T12/TP120 umano nella citometria a flusso. È utile per studiare l'attivazione dei linfociti T, la formazione della sinapsi immunologica e le risposte infiammatorie, coprendo le isoforme da 58 a 71 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD6 umano
Annotazioni/Alias	CD6; TP120; Molecola CD6
Specie	Umana
ID gene (umano)	923
ID gene	923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-364 della proteina CD6 umana (NP_006716.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P30203
Peso proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio