


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd6 Per Fc - P30203

Numero articolo: CM0005727



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Uomo CD6 per FC. Bersaglia l'antigene di differenziazione delle cellule T CD6, coinvolto nell'attivazione delle cellule T e nel riconoscimento dei pattern batterici. Adatto per applicazioni di citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Coniglio anti-Uomo CD6
Note/Alias	CD6; TP120; molecola CD6
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	923
ID Gene	923
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-364 della proteina CD6 umana (NP_006716.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P30203
Peso Proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio