

## Coniglio Anti-Umano Cd6 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Fc) - P30203

Numero articolo: CM0011008



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD6 umano (T12/TP120). Adatto per la citometria a flusso (FC), questo anticorpo riconosce il dominio extracellulare del CD6, una proteina di adesione delle cellule T e di regolazione immunitaria. Cross-reatteagisce con il CD6 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-Umano CD6 mAb                                                                                                                        |
| Osservazioni/Alias  | CD6; TP120; molecola CD6                                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                              |
| GeneID (Umano)      | 923                                                                                                                                                |
| GeneID              | 923                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-364 del CD6 umano (NP_006716.3). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                              |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                                              |
| SWISS               | P30203                                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                 |