

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd61 Per Fc - P05106

Numero articolo: CM0009246



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD61 umano (Integrina beta-3, GPIIIa), validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della funzionalità piastrinica, dell'adesione cellulare e della segnalazione delle integrine in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD61 mAb
Note/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3690
GeneID	3690
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-718 di CD61 umano (NP_000203.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P05106
Spedizione	Borsa del ghiaccio