

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd61 Umano Per Citometria A Flusso - P05106

Numero articolo: CM0012101



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il CD61 umano (integrina beta-3, GPIIb). Validato per la citometria a flusso, ideale per studi sulla biologia piastrinica, l'adesione cellulare e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD61 umano
Note/alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3690
ID del gene	3690
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-718 del CD61 umano (NP_000203.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05106
Spedizione	Borsa refrigerante