

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd61 Per Citometria A Flusso - P05106

Numero articolo: CM0008331



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD61 umano (Integrina beta-3/GPIIIa) per citometria a flusso. Convalidato per FC, permette studi di aggregazione piastrinica, segnalazione delle integrine e adesione cellulare. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD61 mAb
Note/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3690
GeneID	3690
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-718 di CD61 umano (NP_000203.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P05106
Spedizione	Sacco di ghiaccio