


Coniglio Anti-Umano Cd62E/E-Selectin Anticorpo Monoclonale Per Fc - P16581

Numero articolo: CM0008360



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting sulla E-selectina umana (CD62E). Validato per la citometria a flusso, reagisce specificamente con l'umano. Immunogeno: proteina ricombinante che copre gli aminoacidi 22-230. Ideale per studi sull'adesione dei leucociti e sulla biologia endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD62E/E-Selectin mAb
Osservazioni/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
Specie	Umano
Gene ID	6401 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-230 della CD62E/E-Selectin umana (NP_000441.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio