


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd62E/E-Selectina Per Citometria A Flusso - P16581

Numero articolo: CM0010470



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD62E/E-Selectina coniugato di alta qualità per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 22-230) della E-selectina umana. Ideale per la ricerca sull'immunoadesione e sull'endotelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD62E/E-Selectina
Note/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6401
GeneID	6401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 della CD62E/E-Selectina umana (NP_000441.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio