


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd62E/E-Selectina Per Citometria A Flusso - P16581

Numero articolo: CM0004354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'E-selectina umana (CD62E), coniugato con . Progettato per la citometria a flusso, validato su campioni umani. Ideale per studi di adesione cellulare e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD62E/E-Selectina
Note/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Specie	Umano
GeneID (umano)	6401
GeneID	6401
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 dell'umana CD62E/E-Selectina (NP_000441.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio