

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd62L/L-Selectina Per Citometria A Flusso - P14151

Numero articolo: CM0010801



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro la CD62L/L-Selectina umana per citometria a flusso. Validato per la reattività crociata umana, adatto per lo studio dell'homing dei linfociti, del rolling dei leucociti e dell'adesione cellulare nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo mAb coniglio anti-Umano CD62L/L-Selectina
Osservazioni/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P14151
Peso proteico	42kDa/43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio