

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd62P/P-Selectina Per Citometria A Flusso - P16109

Numero articolo: CM0012489



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato targeting umano P-selectina (CD62P) per citometria a flusso. Validato per campioni umani, fornisce una rilevazione specifica di piastrine attivate e cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo mAb coniglio anti-umano CD62P/P-selectina
Osservazioni/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6403
GeneID	6403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-771 della CD62P/P-selectina umana (NP_002996.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16109
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio