


Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd63 Per Citometria A Flusso - P08962

Numero articolo: CM0010545



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il CD63 umano (SWISS P08962), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mediata dalle tetraspanine, sul traffico lisosomiale e sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD63
Note/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Specie	Umano
GeneID (umano)	967
GeneID	967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-238 del CD63 umano (NP_001771.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08962
Peso Molecolare Proteina	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio