

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd66A/Ceacam1 Per Fc - P13688

Numero articolo: CM0005055



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CEACAM1 coniugato con per citometria a flusso. Riconosce CEACAM1 umano (SWISS: P13688), un checkpoint immunitario, molecola di adesione e membro della famiglia CEA. Adatto per l'analisi di cellule T, NK e cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
Note/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Specie	Umana
GeneID (Umana)	634
GeneID	634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1 umano (NP_001703.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P13688
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio