

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd66A/Ceacam1 Per Fc - P13688

Numero articolo: CM0004499



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD66a/CEACAM1 umano. Validato per citometria a flusso (FC), reagisce con l'uomo. Immunogeno proteico ricombinante, bersaglio 58 kDa. Ideale per studi sulla regolazione immunitaria, angiogenesi e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
Annotazioni/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molecola di adesione cellulare correlata all'antigene carcinoembrionico 1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-428 di CD66a/CEACAM1 umano (NP_001703.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13688
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio