


Coniglio Anti-Umano Cd66B Anticorpo Monoclonale Per Fc - P31997

Numero articolo: CM0011004



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6) per citometria a flusso. Cross-reacts with campioni umani; adatto per studi di adesione cellulare dei neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD66b mAb
Osservazioni/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1088
Gene ID	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-319 del CD66b umano (NP_001807.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P31997
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio