


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd66B Umano Per Citometria A Flusso - P31997

Numero articolo: CM0012177



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD66b umano (CEACAM8, CD67, CGM6). Adatto per la citometria a flusso. Utilizzato nella ricerca sull'adesione cellulare, in particolare nelle interazioni eterofile dei neutrofili. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD66b umano
Note/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umano
GeneID (umano)	1088
GeneID	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-319 di CD66b umano (NP_001807.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P31997
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante