


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd66B Per Citometria A Flusso - P31997

Numero articolo: CM0011192



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce il CD66b umano (CEACAM8) per citometria a flusso. Specifico per il CD66b umano, espresso sui neutrofili attivati. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD66b
Note/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1088
GeneID	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-319 del CD66b umano (NP_001807.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31997
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio