

Coniglio Anti-Umano Cd68 Mab - P34810

Numero articolo: CM0005409

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato anti-CD68 umano per citometria a flusso intracellulare. Specifico per CD68 umano (GP110, LAMP4). Ideale per studi sulla disseminazione di macrofagi e cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD68 mAb
Annotazioni/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Specie	Umana
GeneID	968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-319 di CD68 umano (NP_001242.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P34810
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio