

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd68 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P34810

Numero articolo: CM0008656

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD68 umano (macrosialina) per citometria a flusso intracellulare. Rileva una glicoproteina transmembrana di 37 kDa presente su macrofagi e cellule tumorali. Ideale per il profilo immunitario e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD68 umano
Note/alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Specie	Umana
GeneID (umano)	968
GeneID	968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-319 di CD68 umano (NP_001242.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P34810
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante