

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Cd68 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P34810

Numero articolo: CM0004631

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD68 umano (macrosialina), validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per lo studio della biologia dei macrofagi e dell'adesione delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD68 umano
Note/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	968
ID Gene	968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-319 del CD68 umano (NP_001242.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio