

Coniglio Anti-Umano Cd68 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P34810

Numero articolo: CM0004154

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD68 umano (macrosialina), convalidato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per l'identificazione di monociti e macrofagi in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD68 mAb
Osservazioni/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	968
GeneID	968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-319 del CD68 umano (NP_001242.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio