

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd7 Umano Mab - P09564

Numero articolo: CM0009750

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con contro il CD7 umano, validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare la costimolazione delle cellule T e NK, la produzione di citochine e la profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD7 umano mAb
Note/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	924
ID Gene	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09564
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio