

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd7 Umano Per Fc - P09564

Numero articolo: CM0011553

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , che rileva il CD7 umano (GP40, TP41) per la citometria a flusso. CD7 è una glicoproteina transmembrana costimolatoria espressa sulle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD7 umano
Note/alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Specie	Umano
ID del gene (umano)	924
ID del gene	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09564
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante