

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd7 Umano Per Fc - P09564

Numero articolo: CM0005222

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato ad , specifico per CD7 umano. Validato per citometria a flusso (FC). Riconosce un epitopo all'interno degli aminoacidi 26-180. Ideale per immunofenotipizzazione di cellule T e cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Osservazioni/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	924
Gene ID	924
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio