

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd7 Per Citometria A Flusso - P09564

Numero articolo: CM0008669

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD7 umano per citometria a flusso. Riconosce l'antigene delle cellule T CD7 (GP40/LEU-9). Adatto per l'immunofenotipizzazione di cellule T e cellule NK. UniProt P09564.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Note/Alias	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; molecola CD7
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	924
ID Gene	924
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P09564
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio