


Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd70 Per Citometria A Flusso - P32970

Numero articolo: CM0011933



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato (clone) contro il CD70 umano (CD27L/TNFSF7), validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sull'interazione tra cellule T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD70
Osservazioni/Alias	CD27L; LPF53; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	970
GeneID	970
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-193 del CD70 umano (P32970)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P32970
Peso proteico	21kDa/23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio