


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd70 Per Citometria A Flusso - P32970

Numero articolo: CM0011864



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD70 validato per citometria a flusso. Riconosce CD70 (CD27L/TNFSF7), un ligando di attivazione delle cellule T, con reattività per l'uomo. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD70 mAb
Annotazioni/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	970
GeneID	970
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P32970
Peso proteico	21kDa/23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio