


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd71 Umano Per Citometria A Flusso - P02786

Numero articolo: CM0009738



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD71 umano (recettore della transferrina 1) per citometria a flusso. Riconosce il CD71 umano, ~85kDa. Ideale per studi sull'assorbimento del ferro, traffico recettoriale e meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD71 umano
Note/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7037
ID Gene	7037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 del CD71 umano (NP_003225.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P02786
Peso Molecolare Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca refrigerante