

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd72, Per Citometria A Flusso - P21854

Numero articolo: CM0012140

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il CD72 umano (Lyb-2), validato per citometria a flusso. Questo anticorpo direttamente marcato elimina la necessità di reagenti secondari, semplificando la progettazione di pannelli multicolore per l'analisi dei sottogruppi linfocitari. Adatto per la ricerca sui linfociti B e l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio anti-Umano CD72
Note/Alias	CD72; CD72b; LYB2; Molecola CD72
Specie	Umano
GeneID (Umano)	971
GeneID	971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-359 del CD72 umano (NP_001773.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21854
Peso Molecolare Proteina	40kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio