

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd72 Per Citometria A Flusso - P21854

Numero articolo: CM0005243

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD72 umano (antigene di differenziazione delle cellule B) validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione BCR, delle interazioni tra cellule B regolatorie e cellule T e dello sviluppo delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD72 mAb
Note/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molecola CD72
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	971
GeneID	971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-359 di CD72 umano (NP_001773.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P21854
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio