

Coniglio Anti-Cd74 Umano Mab - P04233-2

Numero articolo: CM0009160

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD74 umano (catena invariante, Ii). Validato per citometria a flusso, ottenuto contro residui 73-232 comuni a più isoforme di CD74. Ideale per profilazione immunitaria e ricerca sulle MHC di classe II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD74 mAb
Note/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Specie	Umana
GeneID (Umano)	972
GeneID	972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-232 di CD74 umano (NP_004346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04233-2
Peso proteico	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio