

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Di Coniglio Contro Cd74 Umano Per Citometria A Flusso - P04233-2

Numero articolo: CM0009756

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD74 umano, coniugato con PE, validato per citometria a flusso. Riconosce la catena invariante di MHC di classe II, con isoforme di peso molecolare compreso tra 18 e 34 kDa. Ideale per studi di immunofenotipizzazione e presentazione antigenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human CD74 mAb
Note/Alias	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	972
GeneID	972
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-232 di CD74 umano (NP_004346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P04233-2
Peso proteico	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio