

## Coniglio Anti-Umano Cd75 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P15907

Numero articolo: CM0008518



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato altamente specifico prodotto da coniglio e mirato al CD75/ST6GAL1 umano. Validato per la citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti e gli studi sugli antigeni di superficie delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                       |
|-----------------------|------------------------------|
| Nome Prodotto         | Coniglio anti-Umano CD75 mAb |
| Note/Alias            | ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall  |
| Specie                | Umano                        |
| GeneID (Umano)        | 6480                         |
| GeneID                | 6480                         |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante        |
| Sorgente              | Coniglio                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali        |
| Applicazione          | FC                           |
| Reattività Incrociata | Umano                        |
| SWISS                 | P15907                       |
| Peso Proteico         | 20kDa/47kDa                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio           |