

Coniglio Anti-Umano Cd75 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P15907

Numero articolo: CM0008142



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato specifico per CD75 umano (ST6GAL1), validato per citometria a flusso. Consente il rilevamento dell'antigene di superficie delle cellule B CDw75 e dell'attività sialiltransferasica nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD75 mAb
Note/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Specie	Umano
ID Gene	6480 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 44-406 del CD75 umano (NP_001340845.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15907
Peso Proteico	20kDa/47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio