

## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Cd79A Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11912

Numero articolo: CM0010153



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD79a umano (MB-1, Ig-alfa). Convalidato per citometria a flusso intracellulare. Affidabile per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B e sul lignaggio delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Human CD79a mAb |
| Note/Alias          | IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha    |
| Specie              | Uomo                        |
| ID Gene (Uomo)      | 973                         |
| ID Gene             | 973                         |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante       |
| Origine             | Coniglio                    |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali       |
| Applicazione        | FC (intra)                  |
| Reattività crociata | Uomo                        |
| SWISS               | P11912                      |
| Peso proteico       | 20kDa/25kDa                 |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio       |