

Coniglio Anti-Umano Cd79B/Igβ Mab Per Citometria A Flusso - P40259

Numero articolo: CM0006105



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD79B/Igβ per citometria a flusso mirante al CD79B nelle cellule B umane. Essenziale per lo studio della segnalazione del recettore delle cellule B, della presentazione dell'antigene e dei meccanismi di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD79B/Igβ mAb
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	974
Gene ID	974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 del CD79b/Igβ umano (NP_000617.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio