

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd79B/Igβ Umano () Per Citometria A Flusso - P40259

Numero articolo: CM0008437



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CD79B/Igβ umano, coniugato con per citometria a flusso. Rileva specificamente il dominio extracellulare di CD79B, una componente chiave del complesso recettore antigenico delle cellule B. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD79B/Igβ umano
Annotazioni/Altri nomi	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Specie	Umana
GeneID (umano)	974
GeneID	974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 di CD79b/Igβ umano (NP_000617.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40259
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio