

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd79B/Igβ Per Citometria A Flusso - P40259

Numero articolo: CM0008148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD79b/Igβ umano, una componente del recettore antigenico delle cellule B. Validato per citometria a flusso, ideale per studi di immunofenotipizzazione e segnalazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD79b/Igβ mAb
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	974
GeneID	974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 di CD79b/Igβ umano (NP_000617.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio