

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd79B/Igβ Per If/Fc - P40259

Numero articolo: CM0011231



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD79b (Igβ) umano, una subunità del complesso recettore antigenico delle cellule B. Validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sulle cellule B e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD79b/Igβ
Note/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molecola CD79b
Specie	Umana
ID Gene (umano)	974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 di CD79b/Igβ umano (NP_000617.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40259
Peso proteico	14kDa/26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio