

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Cd79B/Igβ Per If/Icc, Fc - P40259

Numero articolo: CM0010772



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato che bersaglia CD79b/Igβ umano (B29, AGM6). Convalidato per IF/ICC e FC. CD79b è una proteina del complesso recettore antigenico delle cellule B, fondamentale per la segnalazione del BCR e lo sviluppo delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD79b/Igβ mAb
Annotazioni/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b molecule
Specie	Uomo
GeneID	974
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD79b/Igβ umano
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P40259
Peso Proteico	14kDa/26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio