

Mab Coniglio Anti-Umano Cd80/B7-1 Per Citofluorimetria - P33681

Numero articolo: CM0007840



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD80/B7-1, coniugato con , per citofluorimetria. Bersaglia l'antigene di attivazione dei linfociti T CD80, una molecola costimolatoria critica nella segnalazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
Annotazioni/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molecola CD80
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	941
ID genico	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 di CD80/B7-1 umano (NP_005182.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio