

Coniglio Anti-Cd80/B7-1 Umano Mab - P33681

Numero articolo: CM0004263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD80/B7-1 umano (clone) per citometria a flusso. Specifico per il CD80 umano (SWISS: P33681), una molecola costimolatoria chiave nell'attivazione dei linfociti T e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
Note/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Specie	Umana
GeneID (umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 di CD80/B7-1 umano (NP_005182.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P33681
Peso proteico	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio