

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd80/B7-1 Umano Per Fc - P33681

Numero articolo: CM0010736



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD80 (B7-1) umano, validato per la citometria a flusso. Ha come bersaglio la molecola costimolatoria delle cellule T CD80, espressa sulle cellule presentanti l'antigene, consentendo la ricerca sull'attivazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD80/B7-1 umano
Note/alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Specie	Umano
GeneID (umano)	941
GeneID	941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-242 di CD80/B7-1 umano (NP_005182.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P33681
Peso della proteina	18kDa/29kDa/33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante